

M1 SELECT Needling Derma Roller 0.5 mm - Informativni list

M1 SELECT Needling Derma Roller 0.5 mm je visokokakovosten kozmetični pripomoček, namenjen izboljšanju regeneracije kože in povečanju absorpcije negovalnih izdelkov. Izdelek vsebuje 540 ultra-tankih titanovih iglic, ki prodrejo v zgornjo plast kože in spodbujajo proizvodnjo kolagena.

Glavne lastnosti:

- ✓ Spodbuja naravno regeneracijo kože.
- ✓ Izboljšuje absorpcijo serumov in krem.
- ✓ Pomaga zmanjšati videz drobnih linij, brazgotin in pigmentnih madežev.
- ✓ 540 ultra-tankih medicinskih titanovih iglic.
- ✓ Sterilno zapakiran za higienično uporabo.

Navodila za uporabo:

1. Temeljito očistite obraz in razkuzite derma roller.
2. Nežno valjajte po obrazu v vseh smereh (vodoravno, navpično, diagonalno).
3. Po uporabi nanesite negovalni serum ali vlažilno kremo.
4. Priporočena uporaba: 1-2 krat tedensko, zvečer.
5. Po uporabi derma roller temeljito očistite in shranite na suho mesto.

Varnostna opozorila:

- ✓ Derma rollerja ne uporabljajte na odprtih ranah ali vneti koži.
- ✓ Ne delite svojega derma rollerja z drugimi osebami.
- ✓ Če se pojavijo draženje ali rdečica, prenehajte z uporabo.
- ✓ Shranjujte izven dosega otrok.