

PHILIPS

sonicare



Zobna prha

Power Flosser 7000

Tehnologija Quad Stream

Zelo tiha zasnova

Sprotni vodnik pulznega doplerja



HX3911

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestih delovanja*

Inovativno čiščenje medzobnih prostorov za odlično zdravje dlesni

S posebnimi značilnostmi, ki pacientom zagotavljajo novo raven čistoče in spodbujajo trajno uporabo, novi Philips Sonicare Power Flosser predstavlja naslednjo generacijo čiščenja medzobnih prostorov.

An effortless clean with advanced technology

- Tehnologija Quadstream: odstranjuje obloge iz območja pod konicami dlesni

Revolucionarna čistoča

- 4 načina nitkanja, 10 intenzivnosti
- 600 ml posoda za enostavno polnjenje
- Kompakten etui za nastavke
- Priročna magnetna priključna postaja s samodejnim izklopom
- Standardni nastavek F1 za redno čiščenje
- Nastavek F3 Quad Stream za največjo pokritost
- Nastavek Quad Stream za temeljito čiščenje
- Tehnologija pulznega doplerja vas vodi od zoba do zoba
- Zelo tih za odlične rezultate brez motenja drugih

Značilnosti

Za temeljito čiščenje


Nastavek križne oblike ustvarja štiri široke curke za temeljito čiščenje medzobnih prostorov in vzdolž roba dlesni.

Čiščenje območja pod konicami dlesni



Tehnologija Quadstream odstranjuje do 99 % oblog iz 6 mm globokih parodontalnih žepkov.

Vodnik od zoba do zoba



Kratki premori med vibracijami pri čiščenju paciente pozivajo, na nastavek premaknejo na naslednji medzobni prostor, kar pomaga zagotoviti čistočo cele ustne votline.

Zelo tiha zasnova



Zasnovan za tiho čiščenje. Pacienti dosegajo odlične rezultate, ne da bi motili druge.

4 načini, 10 stopnje intenzivnosti




Pacienti lahko prilagodijo čiščenje svojim potrebam. Način za čiščenje Clean uporablja neprekinjen curek vode, ki zagotavlja odlično vsakodnevno higieno, medtem ko način za globinsko čiščenje uporablja ločene pulze za temeljitejšo čiščenje. Način za občutljive dlesni Sensitive je posebej nežen do občutljivih dlesni, masažni način Massage pa pomirja in stimulira dlesni. Pacienti lahko z uporabo zaslona z LED-lučkami prilagodijo intenzivnost tako, da jim je udobno.

Nastavek F3 Quad Stream



Za največjo pokritost in še posebej temeljito čiščenje uporabite nastavek Quad Stream, ki vodo v štirih širokih curkih usmeri med zobmi in ob dlesnih. Mehka gumijasta opora je nežna za dlesni, medtem ko se vsak nastavek zlahka namesti in sname.

Standardni nastavek F1



Standardni nastavek za učinkovito čiščenje med zobmi ter odstranjevanje oblog in delcev

Priročna magnetna priključna postaja



Pacient lahko po končanem čiščenju ročaj enostavno vrne v priročno magnetno priključno postajo. Ročaj se iz začasne ustavitve nato samodejno izklopi.

600 ml posoda



600 ml posoda s priročnim preklopnim pokrovom sprejme dovolj vode za eno polnjenje. Ko jo želite napolniti, jo enostavno dvignite, napolnite in namestite nazaj tako, da zaslišite klik.

Kompakten etui za nastavke

Pacienti lahko dodatne nastavke higiensko shranijo v kompaktnem in elegantnem etuiju za nastavke.

Specifikacije

Napajanje

Napetost: Večnapetostni polnilnik

Tehnične specifikacije

Poraba energije: Izklopljeno stanje < 0,3 W,

Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Nastavek: Enostavna namestitvev in odstranitev

Priloženi predmeti

Standardni nastavek F1: 2

Nastavek F3 Quad Stream: 2

Power Flosser: 1

Etui za shranjevanje nastavkov: 1

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih oblog*

Načini

Clean: Za izjemno vsakodnevno čistočo

Deep Clean+: Za poživiljajoče globoko čiščenje

Massage: Poživljajoča masaža

Intenzivnosti: 10

Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni

Pozitivni vplivi na zdravje

Pod dlesnimi: Odstrani do 99 % oblog iz območja pod konicami dlesni**

